


## Technische informatie Illico



900x2000x120 max. 20 kg    1024    2080    298-828    783-1313    36,8°    70°    -17,2°    83,5\*    170

\* gewicht excl. onrusthekken en zelfoprichter. Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

### Verschillende bedpanelen, verschillende onrusthekken



Voor een perfecte integratie bij uw bestaand interieur kan het **Illico** bed uitgerust worden met oxide of beech panelen.



De metalen onrusthekken, 1 per kant, zijn gemakkelijk te bevestigen en heel eenvoudig van positie te veranderen. De houten onrusthekken, 2 per zijde, zijn compleet met plastic covers aan de uiteinden.

### Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



De matrasbodem is tevens beschikbaar in **ABS** materiaal voor een gemakkelijke reiniging.



Informatie voor visueel gehandicapten is beschikbaar op aanvraag. . . R.E.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - België - 09/2018

# Illico

Elektrisch verstelbaar  
verzorgingsbed



Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.


## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.be](http://www.vermeiren.be) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voorbehouden technische wijzigingen




Grensverleggend in mobiliteit



# illico




Gebruiksvriendelijke handset met vergrendelfuncties



Snelle demontage van de panelen en onrusthekk



Sturdy designed wheels with locks



Grote, stervormige, schroeven voor snelle (de)montage van het bedkader




Transportkit op wielen voor een vlotte stockage



Demontage van het bedkader zonder extra gereedschappen

## Comfortabel en praktisch

- Hoogte aanpassing lattenbodern, 298 mm tot 828 mm
- Volledig elektrisch verstelbaar met de geleverde besturing
- Elektrische verstelling van het hoofdgedeelte
- Elektrische knieknik, het voetengedeelte kan manueel worden aangepast
- Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
- Handbediening met vergrendeling functie
- Maximum laadvermogen 170 kg (patiënt en matras)
- Twee paar onrusthekk
- Zelfoprichter kan links of rechts worden gemonteerd
- Vier zwenkwieken met aparte remmen
- Verschillende voor- en achterpanelen in hout
- Eenvoudige montage en demontage
- Transportset beschikbaar



De zelfoprichter kan zowel links als rechts van het bedkader geplaatst worden. Het optreksysteem is tevens regelbaar in lengte.



Eén enkele druk op de knop om de onrusthekk te verlagen

4 matras houders (2 aan het hoofdgedeelte en 2 aan het voetengedeelte) houden de matras perfect op z'n plaats.

Het voetengedeelte kan manueel verstelt worden in verschillende hoogtes.

De bediening is voorzien van een lang verlengsnoer zodat deze overal in de buurt van het bed kan worden gebruikt.

## GEMAKKELIJKE montage zonder extra gereedschappen

Gedaan met zoeken naar de juiste schroevendraaiers of passende inbussleutels bij het **illico** bed. Eén persoon en enkele minuten tijd zijn voldoende om het **illico** bed te monteren of te demonteren. Neem de onrusthekk weg, verwijder de houten panelen, demonteer het bedkader en klaar.

