

Interval XXL

Grotere maten




Model Interval XXL

Het Interval XXL bed met 3 functies beschikt over elektrische verstelmogelijkheden en is beschikbaar met een breedte van 1200 of 1400 mm. Geleverd in een metalen kader en matrassenbodem.

Het gedeelte voor de benen is voorzien van een elektrische aanpassing voor de knieën waar het voetgedeelte manueel regelbaar is.

Max. gebruikersgewicht: 240 kg.



Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

