

Luna Basic 2


Elektrisch verstelbaar verzorgingsbed



Beelden enkel ter illustratie. Bepaalde functies kunnen optioneel zijn.

Grensverleggend in mobiliteit

Technische informatie Luna basic 2



900x2000x120
max. 20 kg

1015

2250

335 / 400

745 / 810

31,7°

83°

-14,8°

140

95

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

Comfortabel en praktisch

Dit standaard verzorgingsbed is ook als ultra laag bed bruikbaar omdat de lattenbodemplaat in twee hoogtes (1-2) gepositioneerd kan worden.

- Hoogte lattenbodemplaat 330 mm of 400 mm
- Elektrisch verstelbaar met de meegeleverde handbediening
- Metalen lattenbodemplaat met een hoogteverstelling tot 410 mm
- Matrasmaat 900 mm x 2000 mm
- Handbediening met vergrendeling functie
- Maximum laadvermogen 175 kg (patiënt en matras)
- Elektrische hoofdverstelling
- Elektrische knieknikverstelling, het voetengedeelte kan manueel versteld worden
- Twee paar houten onrusthekken positioneerbaar in verschillende hoogtes
- Zelfoprichter kan links of rechts geplaatst worden

- Vier zwenkwielen met aparte remmen
- Stijlvolle voor- en achtersponden in hout
- Gemakkelijk te demonteren en weer op te bouwen
- Met behulp van de meegeleverde adapter gemakkelijk te vervoeren en te stockeren

Uw garantie op kwaliteit.

Op vlak van kwaliteit voldoen onze producten aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.



N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15
B-2920 Kalmthout
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

www.vermeiren.be - info@vermeiren.be



VERMEIREN
Grensverleggend in mobiliteit

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.

