

CONFIGURATIES

Sturen



S1 - Klassiek stuur



S2 - Plat stuur



S3 - "City" stuur



S4 - Rechthoekig stuur



S5 - Regelbare stuurstang
(-10° tot +50°)



D1 - Stuurrichting
begrenzer

Beweging



O6 - Vast tandwiel



O1 + B1 - Vrijloop



B1 - Remschijf
achterwiel



O2 - Terugtraprem



O3 - 3 versnellingen
O7 - 7 versnellingen



E13 - Hometrainer

Ondersteuning



P1 - Heupsteun



P2 - Rugsteun



P3 - Heup en rugsteun



E9 - Handfixatie
met Velcro



E10 - Hand en polsfixatie
met Velcro



E11 - Gesloten
handfixatie met Velcro

E N O P T I E S

Varia



BAT 9 - BAT 13 - Extra batterij E-bike (9A of 13A)



P4 - Zadel verstelbaar in diepte (140 mm)



P5 - Zadelbuis met vering



E12 - Comfort zadel PU + plastic



E1 - Duwstang (335 mm of 605 mm)



E14 - Inkoopmand

Pedalen



F1 - Pedaal met voetriem



F2 - Pedaal met voethaak



F3 - Pedaal voetplaat met Velcro



F4 - Pedaal voetplaat met beenklem en Velcro



F5 - Trapstang regelbaar in lengte (22 mm)



E2 - Verlichtingskit (batterijen inbegrepen)

Accessoires



E3 - Kilometer teller (batterijen inbegrepen)



E4 - Vintage mand




E5 - Topcase met slot volume: 30 liter



E6 - Krukkenhouder



E7 - Bekerhouder (beker niet inbegrepen)



E8 - Spiegel

COMPATIBILITEITSTABEL

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
S1	Klassiek stuur	•	•	•	•	-
S2	Recht stuur	•	•	•	•	-
S3	Stadsstuur	-	-	•	•	standaard
S4	Rechthoekig stuur	•	•	•	-	-
S5	In hoek verstelbare stuurpen	-	-	•	•	•
D1	Stuur uitslagbegrenzer	•	•	•	•	•
06	Vast tandwiel	•	•	•	•	•
01 + B1	Vrijloop	-	-	•	•	•
B1	Schrijfrem op achterwiel	-	-	•	•	•
02	Achteruittrap rem	•	•	•	•	•
03	3 versnellingen	-	•	•	•	•
07	7 versnellingen	-	-	•	•	•
23	Differentieel	-	-	-	•	•
F1	Voetriem	•	•	•	•	•
F2	Pedaalhaak	•	•	•	•	•
F3	Voetschelp klittenband fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
F4	Voetschelp klittenband fixatie/enkelonderst.	•	•	•	•	•
F5	Verstelbare trapas, 2 posities (22mm)	-	•	•	•	•
E1	Duwstang (335 of 605 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)

		2202	2215	2217	2219	2219 vintage
E2	Verlichtingskit	-	•	•	•	•
E3	Kilometerteller (batterijen inbegrepen)	-	•	•	•	•
E4	Vintage mand	-	-	-	-	•
E5	Koffer (volume: 30 liter)	-	-	•	•	•
E6	Stok (krukken) houder	-	-	•	•	•
E7	Bidonhouder (excl. bidon)	•	•	•	•	•
E8	Spiegel	•	•	•	•	•
E9	Handfixatie	•	•	•	•	•
E10	Handfixatie incl. fixatie	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
E11	Gesloten handschoen	•	•	•	•	•
E12	Comfort zadel (PU + plastic)	-	-	•	•	•
E13-D	Home trainer	-	•	•	•	•
E14	Mand voorzijde	-	-	•	•	•
BAT 9 - 13	Extra batterij E-bike (9A of 13A)	-	-	-	•	•
P1	Onderrug (heup) ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P2	Rug ondersteuning	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P3	Rug en onderrug (heup) ondersteun. (P1+P2)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P4	Zadel verstelbaar in diepte (140 mm)	• (S)	• (S)	• (M)	• (M)	• (M)
P5	Geveerde zadelpen	-	-	-	-	•
E-bike	Met elektrische trapondersteuning	-	-	•	•	•

(S) : SMAL - (M) : MEDIUM

