




















## Technische informatie Inovys


									
totale breedte	zitbreedte	breedte geplooid	inclinatie zit	inclinatie rug	hoogte armsteunen	hoogte zit	totale hoogte	totale lengte	zitdiepte
620	390-440	-	0°-20°	35°	190-280	420-480	1030	1100	420-480
670	440-490	-	0°-20°	35°	190-280	420-480	1030	1100	420-480
720	500-540	-	0°-20°	35°	190-280	420-480	1030	1100	420-480

Maten in mm, gewicht in kg. Afwijkingen in maten en gewicht (15 mm en 1,5 kg) zijn mogelijk.

								
hoogte rug	maxi inclinatie	wielen vooraan	wielen achteraan	kg	gebruikers gewicht			
500-560	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			
500-560	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			
500-560	15°	200	16" - 22" - 24"	36	135			

Rolstoel voor binnen en buitengebruik.

## Opties



B12 - wegklapbare houten tafel



B15 - plexi wegklapbare tafel

## Kleuren



C55  
inox

## De rolstoel moet aan u aangepast worden, niet omgekeerd

De rolstoel is geëvolueerd naar een modern, individueel aanpasbaar hulpmiddel. Esthetiek en praktisch nut gaan hand in hand. In die evolutie speelt rolstoelenfabrikant Vermeiren een belangrijke rol. Ons basisprincipe is: de rolstoel moet aan u aangepast worden en niet omgekeerd. Vandaar dat onze rolstoelen modulair zijn. Alle rolstoelen kunnen aangepast worden, hebben talrijke toebehoren en alle mogelijkheden zijn onderling verwisselbaar. Dat is het resultaat van onze doorgedreven research en meer dan 55 jaar ervaring.

## Uw garantie op kwaliteit

Op vlak van kwaliteit voldoet de Inovys aan de hoogste normen, opgelegd door erkende testinstituten in de meeste Europese landen.

Informatie voor blinden en slechtzienden is beschikbaar op aanvraag - V.U.: N.V. Vermeiren N.V., Vermeirenplein 1/15 - 2920 Kalmthout - Belgique - 03/2012

Voor meer info, neem contact op met de dealer in uw buurt.



# Inovys

- Eenvoudig nemen van obstakels
- Gebruiksvriendelijke transfers
- Compact: gemakkelijk om te transporteren
- Aanpasbaar aan individuele behoeftes



afgebeeld model enkel ter illustratie

## N.V. Vermeiren N.V.

Vermeirenplein 1-15  
B-2920 Kalmthout  
België

Tel.: +32 (0) 3 620 20 20  
Fax: +32 (0) 3 666 48 94

[www.vermeiren.com](http://www.vermeiren.com) - [info@vermeiren.be](mailto:info@vermeiren.be)



**VERMEIREN**  
Grensverleggend in mobiliteit

Voorbehouden technische wijzigingen



Grensverleggend in mobiliteit

# Inovys

De nieuwe comfort stoel Inovys bezorgt de gebruiker een nog groter comfort. Standaard uitgerust met een gevormde rug en zit in zacht en rekbaar materiaal voor een perfect zitgevoel.

De Inovys is compleet inclineerbaar en eenvoudig op te plooiën. De rug kan naar voor geplooid worden voor transport in de wagen.

## NIEUW

Een nieuw en zeer stevig bevestigingssysteem voor de beensteunen, ideaal en comfortabel voor langdurig gebruik.



Duwhandvatten regelbaar in hoogte



Afneembare armsteunen  
Regelbaar in hoogte en diepte.  
Regelbare zitdiepte




Opzetbare houten tafel



Mogelijkheid tot demonteren



Geïntegreerde metalen duwstang



Optie L04 - zijdelings pelotten



Twee trappendoppen voor het eenvoudig nemen van obstakels



Uitvoering met 24" achterwielen



Ergonomische remhandvatten



De Inovys kan worden uitgerust met snel demonteerbare 24" Krypton achterwielen en 200 mm x 35 mm Krypton voorwielen. Afneembare armsteunen die tevens regelbaar zijn in hoogte en diepte plus een hoofdsteen die compleet persoonlijk instelbaar is.