

Forest 3


Sillas de ruedas electrónicas



* disponible en mate y brillante



- 1 Asiento y respaldo anatómicos (opcionales)
- 2 B58 Cinturón de seguridad
- 3 SE19 Luces (opcional)
- 4 Ruedas traseras de 3.00-8 neumáticas
- 5 Ruedas delanteras de 260x85 neumáticas



Respaldo reclinable



Reposabrazos abatibles y multi-regulables



Eje basculante delantero para terrenos irregulares



Elevación (opcional)

2x12V-80Ah	2x220W o 2x350W	6 km/h 10 km/h 14 km/h	50 km 42 km 37 km	9°	100	1320



Gama de accesorios y opciones.

595	400	242-350	415 (sin cojín)	420-520	630	271-391	1120	139
610	450							130
650	500							

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.

— FOREST 3 —

