

# Cruiser



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Motor 350W - Baterías 2x32Ah - Velocidad máx. 10km/h  
Autonomía máx. 33 km – Luces e intermitentes LED  
Potencia, velocidad y autonomía para su mayor independencia

♣ Ruedas neumáticas grandes de 26cm - llantas de aleación  
Amortiguación trasera doble regulable - Altura plataforma al suelo  
130mm

Para que ningún obstáculo se interponga en su camino

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Cruiser

ALTAS PRESTACIONES



MOTOR 350W  
BATERÍAS 2x32Ah  
VELOCIDAD 10 km/h  
AUTONOMÍA 33km  
AMORTIGUACIÓN TRASERA  
LUCES LED  
RUEDAS GRANDES de 26cm  
ALTURA PLATAFORMA AL  
SUELO 130mm

## LUCES E INTERMITENTES LED DE BAJO CONSUMO

Facilitan la conducción nocturna y el acceso a garajes o zonas oscuras. Ayudan a ser vistos.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Cruiser

GRAN CONFORT



**RUEDAS GRANDES de 26cm**

Ruedas neumáticas de serie: mayor confort y mayores prestaciones

**+ LLANTAS DE ALEACIÓN**

**+ ALTURA PLATAFORMA AL SUELO DE 130mm**

**+ MOTOR 350W**

**+ AMORTIGUACIÓN**

GRAN CONFORT

MAYOR CAPACIDAD PARA SUPERAR OBSTÁCULOS

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Cruiser



**COMPACTO Y MANEJABLE**



## **SCOOTER COMPACTO**

Chasis rígido y robusto

Longitud de serie: 120cm

Longitud bajo pedido: 92cm a 119cm

Anchura scooter: 53cm

## **SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**

Electromagnético regenerativo:

El scooter frena solo al soltar la palanca de aceleración.

Muy seguro para personas mayores o con problemas de movilidad

**REGULADOR COLUMNA  
DIRECCIÓN HIDRÁULICO**



**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**

# Cruiser

SEGURIDAD Y CONFORT



## TOMA USB

Permite recargar el móvil u otros dispositivos via USB

## RETROVISORES

Facilitan las maniobras a personas con dificultades para girarse.



## PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos

## MANILLAR ERGONÓMICO

Facilitan una conducción más relajada en brazos y hombros



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Cruiser

CONFORT Y DISEÑO



## ASIENTO DELUXE:

Respaldo alto y reposacabezas

Regulable en altura y anchura

Regulable en profundidad

Giratorio 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Bolsillo en trasera respaldo

**CESTA EXTRAÍBLE CON ASA**

**ASIENTO TRANSPORTÍN  
(Opcional)**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Cruiser

## CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745  
PRODUCTO SANITARIO  
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Cruiser



## ESPECIFICACIONES

### ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR CRUISER

Longitud scooter	120 cm	Baterías	2x32 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	92-119cm	Motor	350 W
Anchura scooter (ruedas traseras)	53 cm	Velocidad máxima	10 km/h
Peso total	69 kg	Autonomía máxima	33 km
Peso asiento	14 kg	Peso máximo recomendado	120 kg
Peso estructura base	55 kg	Manillar	ergonómico
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Diametro ruedas	26 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	neumáticas
Asiento regulable en profundidad	SI	Altura suelo-plataforma	130 mm
Respaldo abatible	SI	Color	champagne
Anchura base asiento	43 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	44 cm	Cesta porta-objetos	SI
Asiento transportín	Opcional	Partes en las que se desmonta	3
Reposacabezas	SI	Bolsa porta-objetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	NO
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI (LED)
Toma USB	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección hidráulico	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



**120 cm    53 cm    69 kg    120 kg    2x32 Ah    350W    33 km    10 km/h**

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**