

Dolce Vita



DISEÑO INTELIGENTE



♣ Altas prestaciones:

Motor 400W - Velocidad max 10 km/h

Baterías 2x38 Ah - Autonomía max 40km

Suspensión integral independiente a las 4 ruedas

Asiento deluxe – Luces e intermitentes LED

Manillar ergonómico – Doble toma USB

♣ Máxima robustez: peso máximo recomendado 136kg

♣ Dimensiones compactas:

Longitud de serie 120cm – Personalizable bajo pedido 100-119cm

♣ Desmontable y transportable:

Sistema “Carry me” de baterías individuales

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita



ALTAS PRESTACIONES

MOTOR 400W - BATERÍAS 2x38Ah

VELOCIDAD máx. 10 km/h - AUTONOMÍA máx. 40km

DOBLE CONEXIÓN USB
PORTA LATAS DE SERIE



LUCES E INTERMITENTES LED
Delanteros y traseros.



SUSPENSIÓN INTEGRAL

Amortiguación delantera y trasera doble y regulable para un mayor confort y capacidad de superar obstáculos.



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita



COMPACTA Y TRANSPORTABLE

SCOOTER COMPACTO: Longitud de serie 120cm
Personalizable bajo pedido entre 100cm y 119cm



**DESMONTABLE EN 5 PARTES
EN TAN SOLO 1 MINUTO
SIN HERRAMIENTAS**

INNOVADOR SISTEMA “CARRY ME” PARA FACILITAR SU TRANSPORTE:

♣ Baterías desmontables y transportables de forma individual
Caja ergonómica con dos zonas de agarre para facilitar su manejo

♣ Dos tomas y tres opciones de carga

Toma individual en las baterías (carga independiente o sobre scooter)

Toma en columna de dirección para no tener que agacharse

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

CONFORT




MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura de conducción. Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos y hombros.

ASIENTO DELUXE:

Respaldo alto y reposacabezas ajustable. Regulable en altura, anchura y profundidad. Gira 360° para facilitar acceso del ocupante. Respaldo abatible y reclinable. Reposabrazos abatibles y regulables en ángulo.



RUEDAS GRANDES

LLANTAS DE ALEACION:

Absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

SEGURIDAD



RUEDINES ANTIVUELCO



RETROVISORES:

Facilitan las maniobras y la localización de obstáculos, especialmente para personas con dificultad para girarse.

PARACHOQUES:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos

REPOSACABEZAS:

Protege el cuello y la columna del conductor
(regulable en altura)




CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Dolce Vita



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR DOLCE VITA

Longitud scooter	120 cm	Baterías	2x38 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	100-119cm	Motor	400 W
Anchura scooter (ruedas traseras)	60 cm	Velocidad máxima	10 km/h
Peso total	87 kg	Autonomía máxima	40 km
Peso estructura base	45 kg	Peso máximo recomendado	136 kg
Peso baterías extraíbles	2x12 kg	Manillar	ergonómico
Peso asiento	18 kg	Porta latas/botellas de serie	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Diametro ruedas	23-26 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	neumáticas/macizas
Asiento regulable en profundidad	SI	Altura suelo-plataforma	105 mm
Respaldo abatible y reclinable	SI	Partes en las que se desmonta	5
Anchura base asiento	44 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	48 cm	Cesta porta-objetos	SI
Reposacabezas	SI	Bolsa porta-objetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	SI	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces traseras	SI (LED)
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes (delanteros y traseros)	SI (LED)
Toma USB	SI (doble)	Ruedines antivuelco	SI
Toma de carga en batería	SI	Toma de carga superior	SI
Palanca desembrague	SI	Toma trasera para accesorios	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

ACCESORIOS

Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Asiento transportín	No

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



120 cm 60 cm 87 kg 136 kg 2x38 Ah 400W 40 km 10 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO