

Grand Classe

MÁXIMO EQUIPAMIENTO Y CONFORT



♣ Máximas prestaciones:

Motor 500W - Velocidad max 12 km/h
Baterías 2x40 Ah - Autonomía max 45km

♣ Máximo confort:

Asiento deluxe - Ruedas neumáticas
Suspensión integral independiente a las 4 ruedas
Manillar ergonómico - Toma USB para cargar el móvil

♣ Máxima seguridad:

Paragolpes, luces LED de bajo consumo, intermitentes LED,
retrovisores, reposacabezas, cinturón de seguridad

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

SEGURIDAD



PARAGOLPES:

Evitan rozaduras de la carrocería y protegen al scooter y al ocupante ante posibles impactos



LUCES LED DE BAJO CONSUMO:

Permiten la conducción nocturna, en túneles, garajes...



INTERMITENTES LED:



CINTURON DE SEGURIDAD

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

SEGURIDAD



RETROVISORES:

Facilitan las maniobras y la localización de obstáculos, especialmente para personas con dificultad para girarse.



REPOSACABEZAS:

Protegen cuello y columna del conductor (regulable en altura)



AMORTIGUACIÓN INTEGRAL:

Para un total confort dispone de amortiguación delantera y trasera, independiente y regulable a las 4 ruedas.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

CONFORT



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura durante la conducción.

Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos.

ASIENTO DELUXE:

En cuero, con respaldo alto y reposacabezas. Regulable en altura, anchura y profundidad. Gira 360° para facilitar acceso del ocupante. Respaldo abatible. Reposabrazos abatibles y regulables en ángulo.



RUEDAS NEUMATICAS

LLANTAS DE ALEACION:

Absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

DISEÑO



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Grand Classe

ESPECIFICACIONES



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR GRAND CLASSE

Longitud scooter	140-137 cm	Baterías	2x40 Ah
Anchura scooter	63 cm	Motor	500 W
Peso estructura base	75 kg	Velocidad máxima	12 km/h
Peso asiento	20 kg	Autonomía máxima	45 km
Peso total	95 kg	Peso máximo recomendado	150 kg
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Manillar	ergonómico
Asiento regulable en altura	SI	Diametro ruedas	27,5 cm
Asiento regulable en profundidad	SI	Tipo cubiertas	neumáticas
Respaldo abatible y reclinable	SI	Color	gris
Anchura base asiento	45 cm	Retrovisores	SI
Profundidad base asiento	47 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	SI	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces traseras	SI (LED)
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI (LED)
Toma de USB	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



140 cm 63 cm 95 kg 150 kg 4x20 Ah 500W 45 km 12 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO