

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR URBAN

Longitud scooter	111 cm	Longitud a medida (bajo pedido)	88-110 cm
Anchura scooter (ruedas traseras)	51 cm	Anchura scooter (con reposabrazos)	58 cm
Motor	250 W	Baterías	2x24 Ah
Peso estructura base	44,5 kg	Velocidad máxima	8 km/h
Peso asiento	9 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso total	53,5 kg	Retrovisores	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Asiento giratorio 360º	SI	Peso máximo recomendado	120 kg
Asiento regulable en altura	SI	Altura suelo-plataforma	110 mm
Asiento regulable en profundidad	SI	Diametro ruedas	22 cm
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	neumáticas/macizas
Anchura base asiento	45 cm	Color	burdeos metalizado
Profundidad base asiento	42 cm	Cesta portaobjetos	SI
Radio de giro	1,2 m	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	SI (doble)	Intermitentes	SI (LED)
Partes en las que se desmonta	3	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

