

# Sagitta (SI)

Sillas de ruedas manuales



Sagitta SI puede ajustarse en 3 ángulos diferentes de asiento.



Tamaño reducido para un mejor transporte

Opción  
Respaldo reclinable 6° - 14°



Asiento y respaldo fabricados en Cordura

Asiento y respaldo regulables en tensión

Ajuste de respaldo progresivo sin necesidad de herramientas (de -7° a +7°)

Diferentes ángulos de rueda traseras:  
0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°  
(bajo pedido)

Chasis en forma de V




Cordura



Empuñaduras de altura regulable



B23 - Cojín del asiento




Chasis SI: ángulo de asiento regulable



B78 - Posibilidad de montar un sistema de protección antivuelco

Amplia gama de accesorios y opciones.



550-680  
570-690  
590-710  
610-730  
630-750  
650-770

360  
380  
400  
420  
440  
460

-7/+7°

480 (sin cojín)  
520 (con cojín)

3"  
4"  
5"

230-280  
280-330  
330-380  
380-430

100  
ajustable

320  
340  
370  
390  
420  
440  
460

550  
600  
650

0°  
2°  
4°  
6°  
8°

>9,5

100

Medidas en mm, peso en kg. Las medidas, pesos y ángulos (15 mm, 1,5 kg y 1,5°) pueden diferir.



# Opciones

Opciones Sagitta



Protector de ropa  
B82S



Protector de ropa  
B82



Protector de ropa  
B82 + tubo



Frenos deportivos



Frenos estándar



Reposapiés con placa  
de aluminio (kids)



Reposapiés con  
paletas separadas



Reposapiés monobloc  
de tubo redondo



Reposapiés monobloc  
con chapa de aluminio



Empuñaduras  
regulables en altura



Empuñaduras  
estándar



Ruedas 3" translúcidas



Ruedas 4" translúcidas



Ruedas 5" translúcidas



Ruedas 3" negras



Ruedas 4" negras



Ruedas 5" negras



Protector para  
radios B85  
M3 "Extremo"



Protector para  
radios B85  
M1 "Flores"



Protector para  
radios B85  
M2 "Flores"



Protector para  
radios B85  
M4 "Pirata"



Protector para  
radios B85  
logo Sagitta



Protector para  
radios B85  
(transparente)



Schwalbe Marathon  
Plus Evolution



Landcruiser



Schwalbe Right Run



Ruedas 24" Off Road



Ruedas 24" Spinergy



Ruedas 24" Viking