

COLCHÓN DE ESPUMA VISCOELÁSTICA

ALOVA®


DUO, XL y XXL

Monobloc multidensidad



ALOVA®, MONOBLOC, ESPUMA MOLDEADA, MÚLTIPLES TAMAÑOS

- **Funcionalidad:** disminución de los valores de presión por densidades adaptadas a cada zona del cuerpo.
- **Disponible en 3 versiones:**
 - Alova DUO:** Comodidad para dos.
 - Alova XL:** Para una sola cama, hasta 150 kg.
 - Alova XXL:** Para una sola cama, hasta 270 kg.
- **Confort:** acompañamiento de los movimientos del cuerpo.





COLCHÓN DUO

- Colchón ALOVA™ 7+7 monobloc.
Ancho: 2x70 o 2x80 cm adaptados para las parejas que duermen en camas con somieres articulados individuales.

DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA DUO de 70 cm para cama medicalizada de 140 cm doble somier. Funda integral en Promust PU HD*	VMA70	196 x 70 x 14 cm	30 a 135 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
ALOVA DUO de 80 cm para cama medicalizada de 160 cm doble somier. Funda integral en Promust PU HD*	VMA80	196 x 79 x 14 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)



COLCHÓN XL

- Colchón ALOVA 7 + 10 monobloc para somier de camas medicalizadas de talla grande, en 120 y 140 cm, para una única persona. Base de espuma de alta resiliencia.




DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA XL 120 cm Funda integral en Promust PU HD*	VMA117XL	195 x 117 x 17 cm	30 a 150 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
ALOVA XL 140 cm Funda integral en Promust PU HD*	VMA137XL	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)



COLCHÓN XXL

- Colchón para personas obesas en cama medicalizada XXL con somier de 120 o 140 cm.
En la prescripción médica debe indicar el peso del usuario.
- Rendimiento: disminución de los valores de presión por las densidades adaptadas a distintas zonas del cuerpo.



DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	DIMENSIONES	PESO MÁXIMO PACIENTE	NORMAS PROTECCIÓN FUEGO
ALOVA XXL 120 cm. Funda integral en Promust PU HD*	VMA120BAR	195 x 117 x 17 cm	135 a 270 kg	EN 597-1 y 2 GPEM D1 90 clase D
ALOVA XXL 140 cm. Funda integral en Promust PU HD*	VMA140BAR	195 x 137 x 17 cm		

Mantenimiento Promust PU (HD)



WinnCare Spain. Ctra. Masía del Juez, 37b – 46909 Torrente (Valencia) – España
Tel.: +34 9 61 56 55 21 – Fax: +34 9 61 56 03 83 – E-mail: ventas@winnCare.es

www.winnCare.es

Con el propósito de mejora permanente de sus productos, el GRUPO WINNCARE se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las características técnicas - fotografías no contractuales.

3 años de garantía.
En colectividades la garantía es de 1 año.

Fabricado por

