

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR ELBA versiones Litio 2x20Ah / Litio 1x20Ah / Gel 2x20Ah			
Motor	2x250W	Batería	Litio 2x20Ah/Litio 1x20Ah/Gel 2x20Ah
Velocidad max.	7 km/h	Velocidad marcha atrás	3km/h
Chasis	Aluminio	Autonomía max. (según batería)	40km/20km/20km
Peso estructura silla	25kg/25kg/37kg	Peso batería	2,2kg/2,2kg/integradas
Amortiguación	SI (delantera)	Batería extraíble	SI/SI/NO
Anchura	63cm	Anchura silla plegada	40cm
Longitud	110cm	Longitud con reposapiés plegados	77cm
Altura	96cm	Altura con respaldo plegado	76cm
Rueda trasera neumática	41cm	Rueda delantera antipinchazos	23cm
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI/SI/NO
Plegable	SI	Peso máximo recomendado	110 kg
Anchura asiento entre reposabrazos	45cm	Profundidad asiento	42cm
Altura base asiento	52cm	Adaptable diestros/zurdos	SI
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Joystick con display digital	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Nº marchas	5	Cinturón de seguridad	SI
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Banda reposapiernas	SI
Reposabrazos abatibles	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Manetas para empuje manual	SI	Bolsillo trasero	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muleta	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

