

# Litium 3R

SENCILLAMENTE COMPLETO



## ♣ Completas prestaciones:

Motor 200W – Baterías Litio 20Ah- Velocidad 7km/h - Autonomía 25km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium 3R



## TECNOLOGÍA LITIO A SU SERVICIO

EL SCOOTER DESMONTABLE MÁS LIGERO DEL MERCADO:  
PESO TOTAL 33kg



MENOR PESO Y MAYORES PRESTACIONES  
QUE LOS SCOOTERS CONVENCIONALES

TIPO BATERÍAS	PESO CAJA BATERÍAS	AUTONOMÍA MAX.	VELOCIDAD MAX.	AUTODESCARGA MENSUAL
Litio 20Ah	4 kg	25 km	7 km/h	6%
Gel/AGM 12Ah	10 kg	16 km	6 km/h	20%
Gel/AGM 20Ah	17 kg	20 km	6 km/h	20%

- ♣ Reducida tasa de autodescarga
- ♣ No presentan problemas de efecto memoria

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Litium 3R



**SENCILLO Y MANEJABLE**

**DIMENSIONES COMPACTAS:**

Longitud: 96cm - Anchura: 50 cm

**CESTA PORTA OBJETOS**

**ASIENTO GIRATORIO 360°**



**SISTEMA  
"STAND UP"  
(Opcional)**



**SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE**

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**



# Litium 3R

COMPLETO



## CUADRO DE MANDO

Regulador velocidad  
Luces – Claxon  
Indicador carga batería

**REPOSABRAZOS  
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS  
AJUSTABLES EN  
ANCHURA**

**ASIENTO  
REGULABLE EN  
ALTURA**

**PALANCA  
DESEMBRAGUE**



**RUEDINES ANTI-VUELCO**



**LUCES LED**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*

# Litium 3R

TRANSPORTABLE



**DISFRUTE DE SU  
SCOOTER ALLÁ  
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE  
DESMONTABLE  
EN 5 PIEZAS  
( 2 MINUTOS)**



**FACILIDAD DE  
CARGA  
(PIEZA MÁS  
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO  
SIN HERRAMIENTAS**

*CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO*



# Litium 3R



## CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745  
PRODUCTO SANITARIO  
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

# Litium 3R



## ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITUM 3 ruedas			
Longitud scooter	96 cm	Baterías	LITIO 20 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	200 W
Peso total	33 kg	Velocidad máxima	7 km/h
Peso baterías	4 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	9 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Peso máximo recomendado	120 kg	Color	Azul metalizado
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	macizas
Asiento regulable en altura	SI	Anchura base asiento	44 cm
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	NO
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*



96 cm

50 cm

38 kg

120 kg

Litio  
20Ah

200W

16 km

6 km/h

**CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO**