

Neo

NUEVO CONCEPTO SCOOTER+SILLA



♣ **ALTAS PRESTACIONES:**

Motores 2x240W - Baterías 2x12Ah
Velocidad máx. 6km/h - Autonomía máx. 16km
Joystick digital - 5 velocidades - Intensidad progresiva

♣ **MÁXIMA ROBUSTEZ :**

Peso máximo recomendado 135kg

♣ **COMPACTA, DESMONTABLE Y TRANSPORTABLE:**

Anchura de tan solo 51cm para facilitar el paso de puertas
Desmontable en 4 partes - Peso parte más pesada solo 18kg
Plataforma reposapiés plegable y extraíble
Reposabrazos abatibles y extraíbles
Reposabrazos regulables en ángulo, altura y anchura.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo

MÁXIMO CONFORT



Libercar Neo ha sido diseñada con la accesibilidad y maniobrabilidad de una silla de ruedas, añadiendo las ventajas de un scooter en cuanto a estética y anchura de paso de puertas.



- Asiento acolchado con respaldo abatible y giro de 360°
- Reposacabezas regulable en altura.
- Reposabrazos abatibles, regulables en altura, anchura y ángulo
- Cinturón de seguridad
- Amortiguación trasera regulable
- Ruedas antipinchazos

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo



COMPACTA Y DESMONTABLE

ANCHURA de tan solo 51cm

Facilitando enormemente su maniobrabilidad y el paso de puertas



Altura normal: 96cm

➤ **Altura mínima: 76cm**

Longitud silla 97cm

Plataforma extraíble y abatible

➤ **Longitud silla reposapiés plegado 77cm**

DESMONTABLE en 4 partes (parte más pesada tan solo 18kg)

Fácil de transportar y almacenar sin grandes esfuerzos



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo

GRAN EQUIPAMIENTO



- ♣ Amortiguación trasera
- ♣ Llantas de aleación
- ♣ Cinturón de seguridad
- ♣ Ruedin anti-vuelco
- ♣ Bolsillo trasero en respaldo
- ♣ Tejido anti-transpirante
- ♣ Reposabrazos abatibles
- ♣ Reposapiés abatibles
- ♣ Asiento máximo confort



JOYSTICK DE ÚLTIMA GENERACIÓN



Display digital

5 velocidades

Toma USB carga móvil

Adaptable para diestros y zurdos

Intensidad aceleración progresiva

Indicador de batería

Avisador acústico

FRENO INTELIGENTE (ELECTROMAGNÉTICO REGENERATIVO)

La silla frena sola al soltar la palanca del joystick

Máxima seguridad y tranquilidad para el usuario

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo



AMPLIA OFERTA DE ACCESORIOS

Para una mayor personalización de su vehículo, Libercar pone a su disposición una amplia gama de accesorios y opcionales:



- ♣ Porta-latas / Porta-botellas
- ♣ Porta-bastón
- ♣ Porta-muletas
- ♣ Mochila
- ♣ Funda protectora
- ♣ Asiento calefactable
- ♣ Chubasquero
- ♣ Color personalizado



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo

CERTIFICACIONES



Libercar



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Neo



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIBERCAR NEO

Motor	2x240 W	Baterías	2x12Ah
Velocidad máxima	6 km/h	Veocidad marcha atrás	3 km/h
Autonomía máxima	16km	Amortiguación	SI (trasera)
Longitud silla	97cm	Longitud silla reposapiés plegado	77cm
Anchura silla	51cm	Anchura entre reposabrazos regulable	41cm-55cm
Peso máximo recomendado	135kg	Desmontable	SI
Peso total silla	48kg	Peso parte delantera	18kg
Peso parte trasera	17kg	Peso parte asiento	13kg
Asiento giratorio 360º	SI	Asiento regulable en profundidad	SI
Asiento con respaldo alto	SI	Reposacabezas regulable en altura	SI
Reposabrazos extraíbles	SI	Reposabrazos regulables en anchura	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Altura respaldo (con reposacabezas)	58cm-68cm
Respaldo abatible	SI	Reposabrazos abatibles	SI
Anchura base asiento	44cm	Profundidad base asiento	44cm
Ruedas traseras anti-pinchazos	19cm	Ruedas delanteras anti-pinchazos	15cm
Reposapiés abatibles	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés regulables en altura	SI	Reposapiés extraíbles	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Bolsillo trasero en respaldo	SI	Color carrocería	negro mate
Joystick con display digital	SI	Joystick con intensidad progresiva	SI
Toma USB en joystick	SI	Joystick adaptable diestros y zurdos	SI
Nº velocidades	5	Joystick extraíble	SI
Claxon	SI	Avisador acústico marcha atrás	SI
Cinturón de seguridad	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Frenos electromagnéticos	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI


ACCESORIOS

Luces delanteras y traseras	SI	Asiento transportín	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.

En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO