

Power Chair

SENCILLAMENTE COMPLETA



Disfrute del más completo equipamiento con la mejor relación calidad-precio del mercado.

♣ Motor: 340W – Baterías: 2x24Ah

Velocidad max. 7km/h – Autonomía max. 20km

Display digital - Joystick con intensidad progresiva

♣ Múltiples ajustes para su mayor comodidad:

Plegable en anchura, altura y profundidad.

reposapiés extraíbles, respaldo y reposabrazos plegables...

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair

SENCILLAMENTE COMPLETA



Longitud ajustable

para que ningún ascensor se interponga en su camino:

Longitud normal: 96cm

Reposapiés plegables y extraíbles - Reposabrazos abatibles

➤ **Longitud mínima: 72cm (67cm sin ruedines)**



Plegable en anchura para guardar y transportar con facilidad:

Anchura normal: 64cm

➤ **Anchura mínima: 37cm**
(sin necesidad de desmontar las baterías)



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair

SENCILLAMENTE COMPLETA



Plegable en altura para facilitar la carga en el maletero:

Altura normal: 90cm

➤ **Altura mínima: 71cm**



Reposapiés ajustables: Plegables hacia arriba + Abatibles hacia afuera + Extraíbles + Regulables en altura

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair

SENCILLAMENTE COMPLETA



Rueda trasera neumática (33cm) - Rueda delantera maciza (19cm)

Bolsa porta objetos en el respaldo

Manetas para empuje manual – Cinturón de seguridad

Respaldo acolchado anti-transpirante



Joystick con display digital

Adaptable para diestros y zurdos

Intensidad de aceleración progresiva

Indicador de batería y avisador acústico

5 velocidades - Toma USB carga móvil.

Joystick acompañante (opcional)



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Power Chair

SENCILLAMENTE COMPLETA



ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR POWER CHAIR

Motor	2x340 W	Baterías	2x24Ah
Velocidad max.	7 km/h	Velocidad marcha atrás	4 km/h
Autonomía max.	20 km	Joystick con display digital	SI
Longitud normal silla	96 cm	Longitud silla plegada	72-67cm
Anchura normal silla	64 cm	Anchura silla plegada	37 cm
Altura normal silla	90 cm	Altura silla plegada	71 cm
Peso máximo recomendado	120 kg	Altura base asiento	50 cm
Peso total silla	45 kg	Peso caja baterías	Integradas
Peso estructura silla	44 kg	Altura reposapiés regulable	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	46 cm	Profundidad asiento	44 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatibles hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hacia afuera	SI
Reposapiés extraíbles	SI	Base reposapiés regulable en altura	SI
Rueda trasera neumática	33 cm	Rueda delantera maciza	19 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Banda reposapiernas	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Bolsa portaobjetos en respaldo	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	opcional
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente...) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras...) consultar previamente.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO