

Smart



SENCILLAMENTE COMPLETO



♣ Completas prestaciones:

Motor 200W - Baterías 2x12Ah - Velocidad 6km/h - Autonomía 16km

♣ Sus reducidas dimensiones y su fácil maniobrabilidad le aseguran una total movilidad tanto en espacios exteriores como interiores (radio de giro inferior a 1 metro).

♣ Sistema 'stand up': el scooter se mantiene en pie por si solo (ocupando 50cm de ancho x 50cm de profundidad) permitiendo acceder a pequeños espacios (ascensores) y guardarla en casa.

♣ Fácilmente desmontable para su traslado en el maletero del coche.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart



SENCILLO Y MANEJABLE

DIMENSIONES COMPACTAS:

Longitud: 103cm

99cm (paragolpes desmontable)

88cm -98cm (ajustable opcional)



ASIENTO GIRATORIO 360º



BATERÍAS LIGERAS Y PORTÁTILES



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE

**SISTEMA
"STAND UP"
(Opcional)**



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

COMPLETO



**REPOSABRAZOS
ABATIBLES**

**REPOSABRAZOS
AJUSTABLES EN
ANCHURA**

**ASIENTO
REGULABLE EN
ALTURA**

**PALANCA
DESEMBRAGUE**



RUEDINES ANTI-VUELCO



LUCES LED

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

COMPLETO



PARAGOLPES
LLANTAS ALEACIÓN



REGULADOR
COLUMNA DIRECCIÓN



CUADRO DE MANDO
Regulador velocidad
Luces LED – Claxon
Indicador carga batería



CESTA PORTA OBJETOS

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

TRANSPORTABLE



**DISFRUTE DE SU
SCOOTER ALLÁ
DONDE VAYA**



**FÁCILMENTE
DESMONTABLE
EN 5 PARTES
(1 MINUTO)**



**FACILIDAD DE
CARGA
(PIEZA MÁS
PESADA: 13kg)**



**SIN ESFUERZO
SIN HERRAMIENTAS**

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Smart



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR SMART 4 ruedas			
Longitud scooter	103-99-88 cm	Baterías gel	2x12 Ah
Anchura scooter	50 cm	Motor	200 W
Peso total	41 kg	Velocidad máxima	6 km/h
Peso baterías	9,5 kg	Autonomía máxima	16 km
Peso asiento	6,5 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte delantera	12 kg	Manillar	barra
Peso parte trasera	13 kg	Diametro ruedas	19 cm
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Peso máximo recomendado	120 kg	Color	Azul metalizado
Respaldo asiento abatible	SI	Tipo cubiertas	macizas
Asiento regulable en altura	SI	Anchura base asiento	44 cm
Profundidad base asiento	40 cm	Cesta portaobjetos	SI
Altura suelo-plataforma	70mm	Retrovisores	NO
Reposacabezas	NO	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Paragolpes delantero	SI
Angulo reposabrazos regulable	NO	Paragolpes trasero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación delantera	NO	Luces traseras	reflectantes
Amortiguación trasera	NO	Intermitentes	NO
Partes en las que se desmonta	5	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas



103 cm 50 cm 41 kg 120 kg 2x12 Ah 200W 16 km 6 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO