

Vento



AUTONOMÍA SIN LÍMITES



♣ Altas prestaciones:

Motor 300W - Velocidad max 8 km/h

Baterías 2x20 Ah - Autonomía max 25km

Manillar ergonómico - Luces LED

♣ Dimensiones compactas:

Longitud de serie 107cm – Personalizable bajo pedido 90-106cm

♣ Máxima robustez: peso máximo recomendado 136kg

♣ Desmontable y transportable:

♣ Facilidad de carga: dos tomas - tres opciones

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ALTAS PRESTACIONES

MOTOR 300W - BATERÍAS 2x20Ah
VELOCIDAD máx. 8 km/h - AUTONOMÍA máx. 25km

BATERÍAS PORTÁTILES

Doble toma de carga



LUCES LED

Para ver y ser vistos



SISTEMA DE FRENO INTELIGENTE RUEDINES ANTIVUELCO



PARAGOLPES DELANTERO Y TRASERO



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



COMPACTO Y TRANSPORTABLE

SCOOTER COMPACTO: Longitud de serie 107cm
Personalizable bajo pedido entre 90cm y 106cm



FÁCILMENTE DESMONTABLE:

- . EN 5 PARTES
- . EN 1 MINUTO
- . SIN HERRAMIENTAS

BATERÍAS PORTATILES PARA CARGA INDEPENDIENTE:

- ♣ Caja de batería desmontable y transportable.

Caja ergonómica con zona de agarre para facilitar su manejo.

- ♣ Dos tomas y tres opciones de carga.

Toma individual en las baterías (carga independiente o sobre scooter).

Toma debajo del manillar para no tener que agacharse.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



EQUIPAMIENTO Y CONFORT



MANILLAR ERGONÓMICO:

Facilita el giro y relaja la postura de conducción. Especialmente útil para personas con problemas de movilidad en brazos u hombros.

ASIENTO COMPLETO:

Regulable en altura, anchura y profundidad

Giratorio 360º

Reposabrazos abatibles

Ángulo de reposabrazos regulable

Respaldo abatible

Bolsillo en respaldo trasero



RUEDAS MACIZAS GRANDES

LLANTAS DE ALEACION:

Libres de pinchazos, absorben mejor los impactos y se adhieren más al suelo, haciendo más agradable y segura la conducción en cualquier tipo de terreno.

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento

CERTIFICACIONES



CERTIFICADO CE DIRECTIVA CE 2017/745
PRODUCTO SANITARIO
NORMAS ISO 9001 E ISO 13485



CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO

Vento



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR VENTO			
Longitud scooter	107cm	Baterías	20 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	90-106cm	Motor	300 W
Anchura scooter	50 cm	Velocidad máxima	8 km/h
Peso total	55 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso baterías	14 kg	Peso asiento	11 kg
Peso parte delantera	16 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte trasera	14 kg	Diametro ruedas (del-tras)	19-22 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Peso máximo recomendado	136 kg
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Anchura base asiento	42 cm	Manillar	ergonómico
Profundidad base asiento	42 cm	Color	azul metalizado
Altura suelo-plataforma	80mm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Retrovisores	NO
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes delantero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Paragolpes trasero	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación trasera	NO	Luces traseras	reflectantes
Partes en las que se desmonta	5	Intermitentes	NO
Toma USB	NO	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso



107 cm

50 cm

55 kg

136 kg

2x20 Ah

300W

25 km

8 km/h

CONFORT - PRESTACIONES - SEGURIDAD - DISEÑO