

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR AURA

Motor brushless	2x250 W	Batería	LITIO 1x10Ah/1x20Ah
Velocidad max.	8 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max. (según batería)	14km/26km	Joystick con display digital	SI
Plegado automático con mando	SI	Desplegado automático con mando	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Longitud normal silla	104 cm	Longitud con reposapiés plegado	84 cm
Anchura ruedas traseras	62 cm	Anchura ruedas delanteras	63 cm
Altura silla (respaldo regulable)	93-106 cm	Longitud silla plegada	35 cm
Peso máximo recomendado	135 kg	Altura silla plegada	78 cm
Peso estructura silla	25,7 kg	Altura base asiento	54 cm
Carga baterías por joystick	SI	Peso batería litio (ud)	1,8kg/2,2kg
Botón indicador de carga en batería	SI (en batería de 20Ah)	Carga independiente por batería	SI
Anchura asiento entre reposabrazos	51 cm	Profundidad asiento	45 cm
Pendiente máxima	0,18	Pendiente de seguridad	12%
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza-neumática con guardabarros	30 cm / 31,5cm	Rueda delantera maciza	20 cm
Reposabrazos abatibles	SI	Respaldo extraíble y regulable en altura	SI
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Cesta porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	SI (opcional)
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
<b>ACCESORIOS</b>			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muleta	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.            En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

