

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR KARBON

Peso estructura silla	15,2 kg	Peso batería litio (ud)	1,7 kg
Chasis y estructura silla	100% Fibra de Carbono	Peso máximo recomendado	136 kg
Motor	2x250W brushless	Batería Litio	1x10Ah o 2x10Ah
Velocidad max.	8 km/h	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Autonomía max. (según batería)	16km / 32 km	Joystick con display digital	SI
Luces delanteras y traseras	SI	Amortiguación trasera	SI
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Indicador de carga en joystick	SI	Indicador de carga en batería	SI
Longitud	94 cm	Longitud reposapiés y ruedines abatidos	72 cm
Longitud silla plegada	27 cm	Anchura asiento entre reposabrazos	46 cm
Altura	96 cm	Altura silla plegada	71 cm
Anchura ruedas traseras	59 cm	Anchura ruedas delanteras	62 cm
Altura base asiento	50 cm	Profundidad asiento	43 cm
Reposapiés abatibles	SI	Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI
Reposabrazos abatibles	SI	Guardabarros	SI
Cojín viscoelástico	SI	Asiento y respaldo anti-transpirantes	SI
Maletín porta-objetos	SI	Bolsillo trasero	SI
Ruedines de seguridad abatibles	SI	Sistema Stand Up	SI
Rueda trasera antipinchazos	22 cm	Rueda delantera antipinchazos	19 cm
Llantas de aluminio	SI	Adaptable diestros/zurdos	SI
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Intensidad joystick progresiva	SI	Nº velocidades	5
Cinturón de seguridad	SI	Manetas para empuje manual	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI

ACCESORIOS

Joystick posición acompañante	SI	Giro joystick 90º	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muleta	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

