

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR LITIUM 3 ruedas

| | | | |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------|-----------------|
| Longitud scooter | 96 cm | Baterías | LITIO 20 Ah |
| Anchura scooter | 50 cm | Motor | 200 W |
| Peso total | 33 kg | Velocidad máxima | 7 km/h |
| Peso baterías | 4 kg | Autonomía máxima | 25 km |
| Peso asiento | 6,5 kg | Asiento giratorio 360º | SI |
| Peso parte delantera | 9 kg | Manillar | barra |
| Peso parte trasera | 13 kg | Diametro ruedas | 19 cm |
| Pendiente máxima | 21% | Pendiente de seguridad | 12% |
| Peso máximo recomendado | 120 kg | Color | Azul metalizado |
| Respaldo asiento abatible | SI | Tipo cubiertas | macizas |
| Asiento regulable en altura | SI | Anchura base asiento | 44 cm |
| Profundidad base asiento | 40 cm | Cesta portaobjetos | SI |
| Reposacabezas | NO | Bolsa portaobjetos asiento | SI |
| Reposabrazos regulable en anchura | SI | Paragolpes delantero | NO |
| Angulo reposabrazos regulable | NO | Paragolpes trasero | SI |
| Cinturón de seguridad | NO | Luces delanteras | SI (LED) |
| Amortiguación delantera | NO | Luces traseras | reflectantes |
| Amortiguación trasera | NO | Intermitentes | NO |
| Partes en las que se desmonta | 5 | Ruedines antivuelco | SI |
| Palanca desembrague | SI | Regulador columna dirección | SI |
| Certificado CE producto sanitario | CE 2017/745 | Normas ISO9001 y ISO13485 | SI |

ACCESORIOS

| | | | |
|-----------------------------|----|----------------------|----|
| Luces delanteras y traseras | SI | Longitud a medida | SI |
| Adaptación zurdos | SI | Mochila | SI |
| Porta-muletas | SI | Porta-bastón | SI |
| Porta-latas | SI | Funda protectora | SI |
| Chubasquero | SI | Color personalizable | SI |
| Asiento calefactable | SI | Retrovisores | SI |

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

