

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR NEO

Motor	2x240 W	Baterías	2x12Ah
Velocidad máxima	6 km/h	Veocidad marcha atrás	3 km/h
Autonomía máxima	16km	Amortiguación	SI (trasera)
Longitud silla	97cm	Longitud silla reposapiés plegado	77cm
Anchura silla	51cm	Anchura entre reposabrazos regulable	41cm-55cm
Peso máximo recomendado	135kg	Desmontable	SI
Peso total silla	48kg	Peso parte delantera	18kg
Peso parte trasera	17kg	Peso parte asiento	13kg
Asiento giratorio 360º	SI	Asiento regulable en profundidad	SI
Asiento con respaldo alto	SI	Reposacabezas regulable en altura	SI
Reposabrazos extraíbles	SI	Reposabrazos regulables en anchura	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Altura respaldo (con reposacabezas)	58cm-68cm
Respaldo abatible	SI	Reposabrazos abatibles	SI
Anchura base asiento	44cm	Profundidad base asiento	44cm
Ruedas traseras anti-pinchazos	19cm	Ruedas delanteras anti-pinchazos	15cm
Reposapiés abatibles	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposapiés regulables en altura	SI	Reposapiés extraíbles	SI
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Bolsillo trasero en respaldo	SI	Color carrocería	negro mate
Joystick con display digital	SI	Joystick con intensidad progresiva	SI
Toma USB en joystick	SI	Joystick adaptable diestros y zurdos	SI
Nº velocidades	5	Joystick extraíble	SI
Claxon	SI	Avisador acústico marcha atrás	SI
Cinturón de seguridad	SI	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Frenos electromagnéticos	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Asiento transportín	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
<p>Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.</p>			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

