

## ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR NOVA

|                                    |                  |                                       |                      |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Peso estructura silla              | 11,4 kg          | Peso batería litio (ud)               | 1,3 kg               |
| Chasis                             | Fibra de Carbono | Peso máximo recomendado               | 136 kg               |
| Motor                              | 2x150W brushless | Batería de LITIO                      | 10Ah / 20Ah (2x10Ah) |
| Velocidad max.                     | 7 km/h           | Velocidad marcha atrás                | 3 km/h               |
| Autonomía max. (según batería)     | 14km/28km        | Joystick con display digital          | SI                   |
| Luces delanteras y traseras        | SI               | Asiento y respaldo anti-transpirantes | SI                   |
| Carga baterías por joystick        | SI               | Carga independiente por batería       | SI                   |
| Indicador de carga en joystick     | SI               | Indicador de carga en batería         | SI                   |
| Longitud                           | 92 cm            | Longitud con reposapiés plegados      | 72 cm                |
| Anchura ruedas traseras            | 55 cm            | Anchura ruedas delanteras             | 60,5 cm              |
| Altura                             | 89 cm            | Anchura silla plegada                 | 25 cm                |
| Altura base asiento                | 45 cm            | Altura silla plegada                  | 71 cm                |
| Anchura asiento entre reposabrazos | 47 cm            | Banda reposapiernas                   | SI                   |
| Reposabrazos abatibles             | SI               | Profundidad asiento                   | 42 cm                |
| Reposapiés abatibles               | SI               | Respaldo abatible                     | SI                   |
| Reposapiés retráctiles             | SI               | Llantas de aluminio                   | SI                   |
| Rueda trasera antipinchazos        | 28 cm            | Rueda delantera antipinchazos         | 18 cm                |
| Pendiente máxima                   | 18%              | Pendiente de seguridad                | 12%                  |
| Intensidad joystick progresiva     | SI               | Adaptable diestros/zurdos             | SI                   |
| Cinturón de seguridad              | SI               | Manetas para empuje manual            | SI                   |
| Plegable                           | SI               | Bolsillo trasero                      | SI                   |
| Certificado CE producto sanitario  | CE 2017/745      | Normas ISO9001 y ISO13485             | SI                   |
| ACCESORIOS                         |                  |                                       |                      |
| Joystick posición acompañante      | SI               | Giro joystick 90º                     | SI                   |
| Reposacabezas                      | SI               | Mochila                               | SI                   |
| Porta-muleta                       | SI               | Porta-bastón                          | SI                   |
| Porta-latas                        | SI               | Funda protectora                      | SI                   |
| Chubasquero                        | SI               | Color personalizable                  | SI                   |

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.  
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

*Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas*

