

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR SIENA

Motores	2x200 W	Batería de LITIO	6Ah/10Ah/20Ah
Velocidad max.	7 km/h	Chasis aluminio	SI
Autonomía max. (según batería)	10km/14km/26km	Joystick con display digital	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Amortiguación trasera	SI (doble)
Longitud normal silla	109 cm	Longitud con reposapiés plegado	87 cm
Anchura normal silla	62 cm	Longitud silla plegada	36 cm
Altura silla	99 cm	Altura silla plegada	84 cm
Peso máximo recomendado	135 kg	Altura base asiento	55 cm
Peso estructura silla	25,6 kg	Peso batería litio (ud)	1,5kg/1,8kg/2,2kg
Carga baterías por joystick	SI	Carga independiente por batería	SI
Botón indicador de carga en batería	SI (en batería de 20Ah)	Dimensión cojín asiento	44x44 cm
Pendiente máxima	18%	Pendiente de seguridad	12%
Anchura asiento entre reposabrazos	49 cm	Reposapiés regulables en altura	No
Reposapiés abatible hacia arriba	SI	Reposapiés abatibles hasta asiento	SI
Reposapiés extraíbles (con tornillo)	SI	Llantas de aluminio	SI
Reposabrazos abatibles	SI	Velocidad marcha atrás	3 km/h
Rueda trasera maciza	30 cm / 12,5"	Rueda delantera maciza	20 cm / 8"
Ruedines telescópicos	SI	Respaldo extraíble	NO
Adaptable diestros/zurdos	SI	Intensidad joystick progresiva	SI
Cinturón de seguridad	SI	Barra para empuje manual	SI
Bolsa porta-objetos	SI	Respaldo anti-transpirante	SI
Nº marchas	5	Joystick posición acompañante	SI (opcional)
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Joystick posición acompañante	SI
Reposacabezas	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Giro joystick 90º	SI
Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.			

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas

