

ESPECIFICACIONES TECNICAS LIBERCAR VENTO

Longitud scooter	107cm	Baterías	20 Ah
Longitud a medida (bajo pedido)	90-106cm	Motor	300 W
Anchura scooter	50 cm	Velocidad máxima	8 km/h
Peso total	55 kg	Autonomía máxima	25 km
Peso baterías	14 kg	Peso asiento	11 kg
Peso parte delantera	16 kg	Asiento giratorio 360º	SI
Peso parte trasera	14 kg	Diametro ruedas (del-tras)	19-22 cm
Asiento regulable en altura	SI	Tipo cubiertas	macizas
Respaldo asiento abatible	SI	Peso máximo recomendado	136 kg
Pendiente máxima	21%	Pendiente de seguridad	12%
Anchura base asiento	42 cm	Manillar	ergonómico
Profundidad base asiento	42 cm	Color	azul metalizado
Altura suelo-plataforma	80mm	Cesta portaobjetos	SI
Reposacabezas	NO	Retrovisores	NO
Reposabrazos regulable en anchura	SI	Bolsa portaobjetos asiento	SI
Angulo reposabrazos regulable	SI	Paragolpes delantero	SI
Cinturón de seguridad	NO	Paragolpes trasero	SI
Amortiguación delantera	SI (doble)	Luces delanteras	SI (LED)
Amortiguación trasera	NO	Luces traseras	reflectantes
Partes en las que se desmonta	5	Intermitentes	NO
Toma USB	NO	Ruedines antivuelco	SI
Palanca desembrague	SI	Regulador columna dirección	SI
Certificado CE producto sanitario	CE 2017/745	Normas ISO9001 y ISO13485	SI
ACCESORIOS			
Luces delanteras y traseras	SI	Longitud a medida	SI
Adaptación zurdos	SI	Mochila	SI
Porta-muletas	SI	Porta-bastón	SI
Porta-latas	SI	Funda protectora	SI
Chubasquero	SI	Color personalizable	SI
Asiento calefactable	SI	Retrovisores	SI

Los parámetros de velocidad max, autonomía max, pendiente max... son calculados en condiciones óptimas de ensayo.
En caso de tener que afrontar pendientes o superficies particulares (rampas de portales, garajes, suelos no adherentes...) consultar antes de comprar la posibilidad de prueba y devolución.

Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que Libercar se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas sin previo aviso

